



Hoftestøtte / Höftstöd / Hip support - VELA Meywalk 4

Montering af hoftestøtter på/ Guide to mount hip supports on VELA Meywalk 4


Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

013075



Videoinstruktion:

vl1935.dk/mey7



A



B



C



D

DANSK

1. Hoftestøtterne skal monteres på opstanderne på gangvognen (A).
2. Brems gangvognen.
3. Løsn skruerne i rørskålene og del dem i to dele (B).
4. Monter de to rørskåle omkring opstanderne på gangvognen og spænd dem sammen med skruerne (C).
5. Løsn håndskruen og sæt hoftestøtten ind i beslaget (D). Den kan vendes i forskellige retninger alt efter brugers behov.
6. Hoftestøtterne kan justeres ind og ud ved at løsne håndskruen. Efter tilpasning strammes håndskruen igen (D).



Hoftestøtte / Höftstöd / Hip support - VELA Meywalk 4

Montering af hoftestøtter på/ Guide to mount hip supports on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Hoftestøttene skal monteres på stengene på gåvognen (A).
2. Sett på bremsen på gåvognen.
3. Løsne skruene i rørskålene og del dem i to (B).
4. Monter de to rørskålene rundt stengene på gåvognen og fest dem sammen med skruene (C).
5. Løsne håndskruen og sett hoftestøtten i beslaget (D). Den kan vendes i ulike retninger etter brukerens behov.
6. Hoftestøttene kan justeres innover og utover ved å løsne håndskruen. Etter tilpasning strammes håndskruen igjen (D).

SVENSKA

1. Höftstöden ska monteras på stolsstolparna (A).
2. Bromsa gåstolen.
3. Lossa på skruvarna i rörkopparna och dela upp dem i två delar (B).
4. Montera fast rörkopparna runt stolparna på stolen och dra åt dem med hjälp av med skruvarna (C).
5. Lossa på tumskraven och sätt fast höftstödet i fästet (D). Höftstödet kan vridas i olika riktningar utifrån brukarens behov.
6. Höftstöden kan justeras inåt och utåt genom att du lossar på tumskraven. Efter justeringen är det viktigt att du drar åt tumskraven ordentligt igen (D).

ENGLISH

1. The hip pads are to be mounted on the vertical frame of the gait trainer (A)
2. Brake the gait trainer.
3. Loosen the screws in the two pipe sections and split them in two (B)
4. Mount the two pipe sections around the vertical frame of the gait trainer and tighten them together using the two screws. (C).
5. Loosen the thumbscrew to install the hip-/side pads into the bracket (D). The hip-/side pads can be positioned in different angels depending on the needs of the user.
6. The hip-/side pads can be adjusted in or out by loosening the thumbscrew. Tighten the thumbscrew again after adjustment (D).