




Lårstyr / Thighcontrol / Lårstøtte - VELA Tango 700

Montagevejledning for lårstyr VELA Tango 700



DANSK

1. Lårstyret (A) monteres i de to forreste huller (B) på sædepladen.
2. Indstil lårstyret (A) og spænd skruerne (C) godt til.

SVENSKA

1. Lårstyrningen (A) är monterad i de två främre hålen (B) på sittplattan.
2. Justera lårstyrningen (A) och dra åt skruvarna (C).

NORSK

1. Lårstøtte (A) monteres i de to fremste huller (B) på seteplaten.
2. Still inn lårstøtte (A) og spenn skruene (C) godt til.

ENGLISH

1. The thigh controlpad (A) is mounted into the two frontmost holes (B) on the seatplate.
2. Adjust the thigh controlpad (A) and tighten the screws (C) well.