



## Sete

## Sete avrundet sadel

## Beskrivelse

## Art.nr.

## HMS art.nr.

Sete avrundet sadel 100/Delta b46xd35cm, sort\*

J06180712692

323744

Et kort, ergonomisk buet sadelsete, som støtter og stabiliserer brukeren.



\*Standard på VELA Salsa 100

## Sete sykkel-sadel

## Beskrivelse

## Art.nr.

## HMS art.nr.

Sete sykkel-sadel 120/Midi b40xd35cm, sort\*

J06190720692

323740

Et ergonomisk, buet sykkel-sadelsete med utskjæring i forkant, som gir brukeren støtte og god plass til lårene.



\*Standard på VELA Salsa 120

## Sete ridesadel

## Beskrivelse

## Art.nr.

## HMS art.nr.

Sete ride Sadel b43xd35cm, sort\*

J06164520692

323741

Sete ride Sadel liten b39xd30cm, sort

J06384520692

323739

Ridesadelsetets utforming gir en åpen hoftevinkel og en rett sittestilling. Det mindre ridesadelsetes utforming gir en åpen hoftevinkel og en rett sittestilling, men i mindre grad enn et standard sadelsete. Lite ridesadelsete kan fås som alternativ



\*Standard på VELA Salsa 400

## Sete avrundet m. forhøyning

## Beskrivelse

## Art.nr.

## HMS art.nr.

110/Kap b46xd35cm, sort

J06420712692

323743

Et kort sadelsete med en forhøyning (bue) foran på setet, slik at brukeren unngår følelsen av å gli ned fra setet når det vippes fremover.

Komfort sete  
bred-kort setedybde

## Beskrivelse

## Art.nr.

## HMS art.nr.

S150 b46xd32cm, sort

J06170745692

323742

Et komfortabelt sete som har en tykk og absorberende kjerne. Setet er kort og gir god plass til ben og sikrer god blodtilførsel til ben og føtter.





## Trek &amp; rygg

Setetrek	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Setetrek ride Sadel sete liten b39xd30cm, sort	J46138666	323775
	Setetrek sete S150 b46xd32cm, sort	J46217666	323781
	Setetrek sete 100/Delta b46xd35cm, sort	J46218666	323783
	Setetrek sete 120/Midi b40xd35cm, sort	J46219666	323777
	Setetrek sete 110/KAP b46xd35cm, sort	J46242666	323784
	Setetrek sete side Sadel b43xd35cm, sort	J46B16666	323780

Et løst varetrek til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart



Inkontinestrek	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Setetrek inko sete ride Sadel, sort	J46416664	323779
	Setetrek inko sete S150 bredkort, sort	J46417664	323782
	Setetrek inko sete ride Sadel liten, sort	J46438664	323776
	Setetrek inko sete 100/Delta sadel, sort	J46518664	323785
	Setetrek inko sete 120/Midi sykkel, sort	J46519664	323778
	Setetrek inko sete 110/Delta forhøyet, sort	J46542664	323786

Et løst, vannnett inkontinestrek i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Rygg rektangulær S150	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Rygg Aktiv	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	b22xh29cm	J08325147692	323693		Aktiv ekstra liten b38xh22cm*	J08A15120692	323695
	En smal ryggpute med ergonomisk bue som gir fri bevegelse i rygg, skuldre og armer. Ryggputen gir god sittekomfort ved langvarig aktivitet.				Aktiv liten b38xh30cm	J08A25120692	323696

En ergonomisk buet ryggpute som gir god korsryggstøtte. Ryggputen er lav og gir brukeren fri bevegelse i rygg, skuldre og armer ved forskjellige aktiviteter.











\*Standard

Monteringssett for rygg	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Ryggtrekk	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	mont sett, rygg	J101052	323643		S150 b22xh29cm, sort	J47132666	323710
	Monteringssett for ryggbøyle.				Aktiv ekstra liten b38xh22cm, sort	J471A1666	323711
					Aktiv liten b38xh30cm, sort	J471A2666	323712

Løst varetrek til ryggpute som er hygienisk, komfortabelt og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart



# Armlen, gassfjær, brems & fotring

Armlen 8x26cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlenesett komplett m pute	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Hø side h31cm*	J1024331003	323453		f ridesadelsete	J925801	323466
	Ve side h31cm*	J1024431003	323455		f sete Midi/120	J928599	323467
	Hø side h41cm	J1114331003	323454		Armlene gir god støtte når man f.eks. reiser seg eller setter seg i stolen. Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Svart m. P.U.-pute (8x26cm).		
	Ve side h41cm	J1114431003	323456		*Standard		
Armlenebunn Midi/sykkelsadelsete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Sidefeste	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Midi/ 120 sykkelsete	J927018	323470		Sidefeste hø	J927960	323787
	Armlene-bunn med oppheng for armlene for sete Midi/120 sykkelsete. Armlene gir god støtte når man f.eks. reiser seg eller setter seg i stolen.				Sidefeste ve	J927961	323788
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Monteringssett for armlener	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Håndskruer f armlen høydereg M8x30mm	J927009	323621		for ridesadelsete	J101093	323641
Håndskruer for armlene.			for 120/ Midi sykkelsete		J101094	323642	
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Brems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	15cm for sitte-høyde 45-60cm	J926894	323590		Bremsepedal hø	J925936	323523
	26cm for sitte-høyde 60-86cm	J926895	323592		T-grep m kule	J926877	323521
20cm for sitte-høyde 50-70cm	J926896	323591	Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken eller sammen med bremsespaken. Plasseres på baksiden av stolen hvor bremsespaken er og betjenes ved å trykke den ned med foten.				
Gassfjær for stoler med manuell høydejustering. Med yder-/innerrør.			T-bremsehåndtaket forlenger bremsen slik at det er lettere å nå bremsen.				
	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Antitippbøyle	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Fotring oppellbar understell u/hjul	J927319	323572		kompl m mont kit	J926970	323348
En oppfellbar fotring gir støtte til føttene og gir stabilitet, støtte og komfort i sittestillingen, og kan felles bort når den ikke brukes. Fotringen er spesielt praktisk når man sitter høyt.			Antitippbøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til brukere med voldsomme bevegelser. Bøylen monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.				