



Sete, rygg, trekk, brems & kjørebøyle

Sete Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå	J773237920693	323734
Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå	J773247920693	323737

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for både kortvarig og lengre stabil sittestilling for mennesker i bevegelse. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate.

Farge: grå

Rygg Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå	J08A55120693	323688

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegeligheten. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal bruk i utførelsen av aktiviteter.

Farge: grå

Inkontinenstrekk



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
inko XXX b58xd48cm, sort	J46406664	323753
inko 4XL b72xd50cm, sort	J46477664	323754
inko Aktiv medium b47xd47cm, sort	J46T4323571	323750
inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50, sort	J46T4324571	323752

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Kjørebøyle

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Kjørehåndtak	J926350	323625

Kjørehåndtak gir en god arbeidsstilling når det er behov for å transportere stolen hen til bruker.



Bremsepedal

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Bremsepedal hø	J922982	323522

Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes av en hjelper, ved å trykke bremsepedalen ned med foten.





Liste over de mest aktuelle slitedeler

Slitedeler	Beskrivelse	For	Art.nr.	HMS art. nr.
	Lader 24V 0,5A Friwo m/ jack hun 6 mm	VELA Tango 700E VELA Tango 600ELF Junior	J925087	323480
	Batteri 12 V 2,3 Ah	VELA Tango 700E VELA Tango 700E m. fl elektriske funksjoner VELA Tango 600ELF Junior	J924778	323478
	Lader 24V 0,5A med Jack han 6 mm	VELA Tango 700E m. fl elektriske funksjoner	R926338	269817
	Løftmotor JS36 200 mm	VELA Tango 700E VELA Tango 700E m. fl elektriske funksjoner VELA Tango 600ELF Junior	J929333	323649
	Armlænspute Hs P.U. pude 9x30 cm, sort	VELA Tango 700E VELA Tango 700E m. fl elektriske funksjoner	15204003	323460
	Armlænspute Vs P.U. pude 9x30 cm, sort	VELA Tango 700E VELA Tango 700E m. fl elektriske funksjoner	15104003	323461
	Lader 24V 0,5A han	VELA Tango 300E/310E	J928802	323479
	Batteri ROCKET 12V 2,9Ah	VELA Tango 300E/310E	J901404	323477
	Hjul m/Soft-lock B:32 mm, ø100 mm, sort	VELA Tango 700/700E VELA Tango 600ELF Junior VELA Tango 300E/310E	J015811	323605
	Hjul u/bremse, B:32 mm, ø100 mm, sort	VELA Tango 700/700E VELA Tango 600ELF Junior VELA Tango 300E/310E	J015911	323804

Puter T700-serien, se side 28-30

Puter T300E-/310E-serien, se side 38

Puter 600ELF junior, se side 42-43