



Sete, rygg, trekk, brems & kjørebøyle

Sete Aktiv



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|---------------|-------------|
| Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå | J773237920693 | 323734 |
| Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå | J773247920693 | 323737 |

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for både kortvarig og lengre stabil sittestilling for mennesker i bevegelse. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate.
Farge: grå

Rygg Aktiv



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|--------------|-------------|
| Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå | J08A55120693 | 323688 |

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegelsen. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal bruk i utførelsen av aktiviteter.
Farge: grå

Inkontinestrekk



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|-------------|-------------|
| inko XXX b58xd48cm, sort | J46406664 | 323753 |
| inko 4XL b72xd50cm, sort | J46477664 | 323754 |
| inko Aktiv medium b47xd47cm, sort | J46T4323571 | 323750 |
| inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50, sort | J46T4324571 | 323752 |

Et løst, vannett inkontinestrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Kjørebøyle

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|---------|-------------|
| Kjørehåndtak | J926350 | 323625 |

Kjørehåndtak gir en god arbeidsstilling når det er behov for å transportere stolen hen til bruker.



Bremsepedal

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------|---------|-------------|
| Bremsepedal hø | J922982 | 323522 |

Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes av en hjelper, ved å trykke bremsepedalen ned med foten.

