



Sete, rygg, trekk, brems & kjørebøyle

Sete Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå	J773237920693	323734
Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå	J773247920693	323737

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for både kortvarig og lengre stabil sittestilling for mennesker i bevegelse. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate.
Farge: grå

Rygg Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå	J08A55120693	323688

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegelsen. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal bruk i utførelsen av aktiviteter.
Farge: grå

Inkontinestrekk



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
inko XXX b58xd48cm, sort	J46406664	323753
inko 4XL b72xd50cm, sort	J46477664	323754
inko Aktiv medium b47xd47cm, sort	J46T4323571	323750
inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50, sort	J46T4324571	323752

Et løst, vannett inkontinestrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Kjørebøyle

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Kjørehåndtak	J926350	323625

Kjørehåndtak gir en god arbeidsstilling når det er behov for å transportere stolen hen til bruker.



Bremsepedal

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Bremsepedal hø	J922982	323522

Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes av en hjelper, ved å trykke bremsepedalen ned med foten.

